

Noodgevalkaart



Ik draag een medisch noodzakelijk apparaat bij me op voorschrift van mijn arts.

Medtronic

Neem in geval van nood contact op met:

Naam arts:

Telefoonnummer:

Contactpersoon voor noodgevallen:

Telefoonnummer:

Ik heb diabetes.




Als mijn bloedsuikerspiegel extreem laag is, kan ik me vreemd gedragen, dronken lijken of bewusteloos zijn.

Ik ben niet dronken. Bel het alarmnummer voor hulp.

Als ik bij kennis ben en kan slikken, geef me dan iets te eten of drinken met suiker, bijvoorbeeld: sap, snoep of frisdrank (geen light). Geef me niets te eten of te drinken als ik bewusteloos ben.

Professionele zorgverleners

Ik draag een externe insulinepomp.

- De pomp dient snelwerkende insuline toe met een constante infusiesnelheid.
- Insulinetoediening van de pomp stopzetten:
 - Druk op een willekeurige knop om de pomp uit de slaapstand te halen.
 - Druk op .
 - Druk op de gemarkeerde knop op het scherm om de pomp te ontgrendelen.
 - Druk op de knop omlaag  om **Toediening stoppen** te markeren.
 - Druk op .
 - Druk op de knop naar rechts  om **Ja** te markeren.
 - Druk op  om de insulinetoediening te stoppen.
- De pompbatterij **niet** verwijderen.
- De pomp **niet** loskoppelen zonder medische toestemming.
- Als de pomp een alarm laat horen, moet u de instructies op het pompscherm opvolgen of de lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger bellen (zie hieronder).

Lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger

Naam:

Telefoonnummer:

Vliegveldbeveiliging



Ik draag een medisch noodzakelijk apparaat bij me op voorschrift van mijn arts.

Medtronic

Vliegveldbeveiliging:

- Uw pomp mag niet door röntgenapparatuur voor controle van handbagage of ruimbagage.
- De lichaamsscanner is ook een vorm van röntgenstraling. Als u door de lichaamsscanner gaat, moet u uw insulinepomp en een eventuele sensor en zender voor continue glucosemonitoring (CGM) eerst afdoen.
- Uw infusieset moet van uw lichaam losgekoppeld zijn als u de lichaamsscanner passeert.
- U kunt ook om een alternatieve controlemethode zonder röntgen vragen, zodat u uw apparaten niet af hoeft te doen.
- Uw insulinepomp, infusieset, reservoir en CGM-systeem zijn bestand tegen blootstelling aan metaaldetectoren zoals gebruikt voor controle op luchthavens.

Patiëntinformatie

Mijn naam:

Adres:

Telefoonnummer (thuis):

Informatie over het medische apparaat

Type medisch apparaat:

Serienummer van het apparaat:

© 2018 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het Medtronic-logo en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) Medtronic.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
800 646 4633
818 576 5555

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

M974440A102_A