

MINIMED® 640G
MET SMARTGUARD®
GEEFT U HET VERTROUWEN
CONTROLE TE HEBBEN
OVER UW DIABETES

Spreek vandaag nog met uw zorgprofessional
om UW DIABETES ONDER CONTROLE TE
KRIJGEN.

GEAVANCEERDE
BESCHERMING

PERSOONLIJK
GEMAK

VERBETERD
ONTWERP



MINIMED® 640G
MET SMARTGUARD®
GEEFT U HET VERTROUWEN
CONTROLE TE HEBBEN
OVER UW DIABETES



¹ De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid insuline die op het moment in het lichaam aanwezig is, de hoeveelheid koolhydraten, de huidige bloedglucosewaarde en de doelwaarde, de insuline-koolhydraatratio en de insulinegevoeligheid. Eerst dient de Bolus Wizard® juist te worden ingesteld. Gebruikers dienen de hoeveelheid koolhydraten en hun huidige bloedglucosewaarde in te voeren voordat de Bolus Wizard de hoeveelheid insuline die nodig is, kan berekenen.

² Brod, M. JME. 2012, 15 (5) 869-877.
³ Alexander D.M. Diabetes Care. 2007, 30:2822-2826.
⁴ Bergenstal, R.M. N Engl J Med. 2013, 10.1056.
⁵ Choudhary P, Olsen B, Conget I et al. Hypoglycemia prevention and user acceptance of an insulin pump system with predictive low glucose management.

Manuscript accepted by DTT 2016.
⁶ Strachan, MW. Diabetes Care. 2000, 23:305-312.
⁷ Brazeau, A.S. Diabetes Research and Clinical Practice. 2013, 99, 19-23.
⁸ Medtronic Data file December 2015.

Veiligheidsinformatie MiniMed® 640G: Het MiniMed 640G-insulinepompsysteem wordt aanbevolen voor de continue toediening van vaste en variabele hoeveelheden insuline om diabetes mellitus onder controle te houden bij personen die insuline nodig hebben. Daarnaast wordt het pompsysteem aanbevolen voor het continu of periodiek controleren van de glucosewaarden in de vloeistoffen onder de huid en mogelijke hoge en lage glucosewaarden. Bij het gebruik van een sensor en transmitter worden op de pomp continu glucosewaarden weergegeven. Het systeem slaat deze gegevens op en analyseert ze om patronen te herkennen zodat diabetes beter onder controle kan worden gehouden. De pompschiedenis kan worden gedownload op een computer om de glucosewaarden te analyseren. Het is niet de bedoeling dat de continue sensorglucosewaarden die het MiniMed 640G-insulinepompsysteem verstrekt, worden gebruikt voor de directe aanpassing van de behandeling. Zij zijn eerder een indicatie dat ter bevestiging een vingerprikmeting moet worden uitgevoerd. Eventuele aanpassingen in de behandeling moeten zijn gebaseerd op glucosemetingen die thuis worden uitgevoerd en niet op de waarden die worden weergegeven op de pomp. Voor een overzicht van indicaties, contra-indicaties, voorzorgen, waarschuwingen en bijwerkingen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing. MiniMed 640G, SmartGuard, Bolus Wizard, Guardian 2 Link en Enlite zijn handelsmerken van Medtronic Inc. Bayer® en Bayer Cross® zijn handelsmerken van Bayer. Ascensia en CONTOUR zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Holdings AG. Ga naar www.medtronicdiabetes.com/importantsafetyinformation voor alle informatie.

Medtronic

Nederland
Medtronic Trading NL B.V.
Earl Bakkenstraat 10
NL-6422 PJ Heerlen
diabetes.benelux@medtronic.com
Tel.: 0800 342 23 38
vanuit het buitenland: 0031 45 566 82 91
Fax: +31 (0) 45 566 82 99

www.medtronic-diabetes.nl

België
Medtronic Belgium NV.
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
BE-1090 Brussel
diabetes.benelux@medtronic.com
Tel.: 0800 908 05
vanuit het buitenland: 0031 45 566 82 91
Fax: +32 (0) 24 60 69 63

www.medtronic-diabetes.be

Download de Pomp App via
www.pompapp.nl

Medtronic Diabetes Nederland

UC201607260NL © Medtronic 2016.
Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in Europa.

Medtronic

HEBT U WEL EENS NAGEDACHT OVER **DE WERKELIJKE IMPACT VAN HYPO'S** OP UW LEVEN?

NAAR SCHATTING
**GAAT ELKE
DAG 1 UUR
VERLOREN**
AAN HET ONDER
CONTROLE
HOUDEN VAN
HYPOGLYCEMIE.¹



 **43%**
VAN DE MENSEN
RIJDT AUTO
ZONDER TE WETEN DAT
ZE EEN HYPO HEBBEN.²

 **2**
VAN DE **3**³
HYPO'S VINDEN
'S NACHTS
PLAATS.

"Na een hypo ben ik ontzettend moe en kan ik me totaal niet concentreren."

- *Melanie Stephenson* -

HET VERTROUWEN DAT U **CONTROLE HEBT** OVER UW HYPO'S

De MiniMed® 640G met SmartGuard® biedt **geavanceerde bescherming** tegen hypo's

KAN ERNSTIGE EPISODES VAN HYPOGLYCEMIE VOORKOMEN

SmartGuard stopt automatisch de toediening van insuline wanneer de sensorglucosewaarde een ondergrens benadert.

KAN REBOUND-HYPERGLYCEMIE HELPEN VOORKOMEN

SmartGuard hervat de toediening van insuline wanneer de sensorglucosewaarden zich herstellen.

BETERE BESCHERMING TEGEN LAGE GLUCOSEWAARDEN

Met SmartGuard kunt u meerdere ondergrenzen instellen gedurende de dag en nacht.

"Met SmartGuard kunnen we genieten van een ongestoorde nachtrust."

- *Ian Vincent* -

**DE MINIMED 640G
MET SMARTGUARD KAN RUIM**

80%⁴

VAN DE GEVALLEN VAN
HYPOGLYCEMIE VOORKOMEN
ZONDER SIGNIFICANTE
TOENAME VAN HYPERGLYCEMIE.



LEGT HET ONDER CONTROLE HOUDEN VAN UW DIABETES EXTRA DRUK OP UW CARRIÈRE EN RELATIES?

 **25%**
VAN DE
HYPO'S
VINDT
PLAATS
OP HET
WERK.¹

 **HERHAALDELIJKE**
HYPOGLYCEMIE
DRAAGT BIJ AAN
CHRONISCHE
STEMMINGS-
STOORNISSEN ZOALS
**DEPRESSIE EN
ANGST.**⁵

**KOOLHYDRATEN
TELLEN** GEEFT IN
63% 
VAN DE GEVALLEN EEN
ONDERSCHATTING.⁶

Het is belangrijk
om uw diabetes
op een simpele en
eenvoudige manier
onder controle te
kunnen houden...

HET VERTROUWEN DAT U **CONTROLE HEBT** OVER UW DIABETES

De MiniMed® 640G biedt **persoonlijk gemak**

EENVOUDIGE MAALTIJDDOSERING

De Bolus Wizard® berekent en adviseert automatisch insulinedoseringen† voor maaltijden, zodat u de insuline gemakkelijker en nauwkeuriger kunt regelen.

VOORKOMT TE VEEL INSULINE

MiniMed-pompen volgen en tonen hoeveel insuline zich nog in uw lichaam bevindt om te helpen voorkomen dat u meer insuline toedient dan nodig is.

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

De MiniMed 640G biedt hulpmiddelen die helpen om uw insulinebehoeften af te stemmen op uw dagelijkse routine. U kunt herinneringen of persoonlijke basaalwaarden en boluspatronen instellen. Aanpasbare audio-opties zorgen ervoor dat u op discrete wijze op meldingen attent kunt worden gemaakt.

90%⁷

ZOU DE
MINIMED 640G
AANRADEN AAN ANDEREN
MET DIABETES.



HEBT U HET
GEVOEL DAT U
**NIET ALLES KUNT
DOEN WAT U ZOU
WILLEN?**



BENT U HET BEU DAT U
**IEDERE DAG
MEERDERE KEREN MOET
INJECTEREN?**



**EET
U MEER
KOOLHYDRATEN
VOOR OF
TIJDENS
HET
SPORTEN?**

VOELT U ZICH
ONGEMAKKELIJK
ALS U UW DIABETES MOET
CONTROLLEREN
TERWIJL U EET MET
**VRIENDEN
& FAMILIE?**



"Ik wil gewoon
een normaal en
vol leven leiden."

- Melanie Stephenson -

HET VERTROUWEN DAT U
CONTROLE HEBT
OVER UW LEVEN

De MiniMed® 640G biedt een **verbeterd ontwerp**

MINDER INJECTIES DAN MET MEERDERE DAGELIJKSE INJECTIES

Wissel uw infusiesets slechts één keer per twee of drie dagen.

FLEXIBILITEIT

Eenvoudige aanpassing en geprogrammeerde instelling van de insulinetoediening voor sporten en andere activiteiten.

BOLUS OP AFSTAND*

U kunt eenvoudig en discreet een bolus toedienen voordat u een snack eet, met de CONTOUR® NEXT LINK 2.4-meter.

WATERDICHT ONTWERP**

Geniet van wateractiviteiten.

KLEURENSCHERM

Zowel overdag als 's nachts gemakkelijk aflezen dankzij het kleurendisplay met lichtaanpassing.



* Bij gebruik van de Contour NEXT Link 2.4-meter van Ascensia LTD.

** Bij productie waterdicht tot 3,6 meter diep gedurende maximaal 24 uur per keer. Raadpleeg de MiniMed 640G-gebruikershandleiding voor een volledige beschrijving van de waterdichtheid en de juiste gebruiksinstructies.

81%⁷

VAN DE GEBRUIKERS GAF
AAN DAT DE
MINIMED 640G
HEN MEER VRIJHEID GAF.

