

Noodgevalkaart

Ik draag een medisch apparaat bij me op voorschrift van mijn dokter.



Medtronic

Neem in geval van nood contact op met:

Naam arts:

Telefoonnummer:

Familie:

Telefoonnummer:

Ik heb diabetes.

Als mijn bloedsuikerspiegel extreem laag is, kan ik me vreemd gedragen (ik lijk dronken) of ik kan bewusteloos zijn.

Ik ben niet dronken.

Bel het alarmnummer voor hulp.

Als ik kan slikken, geef me dan iets te eten of drinken met suiker, bijvoorbeeld: sap, snoep, frisdrank (geen light).

Artsen en/of diabetesverpleegkundigen

Ik draag een externe insulinepomp.

- De pomp dient snelwerkende insuline toe met een constante infusiesnelheid.
- Druk op ACT, selecteer Stoppen met de pijltjesknop en druk nogmaals op ACT om de insulinetoediening te stoppen. Volg de instructies op het scherm op.
- De pompbatterij **niet** verwijderen.
- De pomp **niet** loskoppelen zonder medische toestemming.
- Als de pomp een alarm laat horen, moet u de instructies op het pompscherm opvolgen of de plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic Diabetes bellen (zie hieronder).

Plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic Diabetes

Naam:

Telefoonnummer:

Vliegveldbeveiliging

Ik draag een medisch
apparaat bij me op
voorschrift van mijn
dokter.



Medtronic

Dit apparaat is bestand tegen gewone elektrostatische ontladingen (ESD) en elektromagnetische interferentie (EMI), zoals bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door beveiligingssystemen op vliegvelden. Tijdens blootstelling aan dergelijke storingsbronnen kan het apparaat gewoon aangesloten en ingeschakeld blijven.

Aan boord van een vliegtuig moeten draadloze zenderonderdelen of afstandsbedieningen behorend bij dit apparaat uitgezet worden.

Stel dit apparaat niet bloot aan straling (zoals röntgenstraling, MRI en CT-scan's).

Patiëntinformatie:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer (thuis):

Informatie over het medische apparaat

Type medisch apparaat:

Serienummer van het apparaat:



Medtronic

Medtronic MiniMed
Northridge, CA 91325
USA
800-646-4633
818-576-5555

E.U. Representative
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
31 (0) 45 566 8000
www.medtronicdiabetes.com
6025405-101 102208