

MINIMED® INFUSIESETS & RESERVOIRS

BESTELCODES (Overleg altijd met uw arts wat de beste oplossing is voor u is.)

Productnaam	Lengte		Medtronic Code (gerangschikt op type aansluiting)		
	Canule/naald (mm)	Slang (cm)	MiniMed® aansluiting (voor Paradigm 522/722, Veo & MiniMed®640G pompen)	Luer-lock aansluiting	
MiniMed® Quick-set® Los inbrengsysteem (10 per doos) 	6	60	MMT-399	-	
	6	80	MMT-387	-	
	6	110	MMT-398	-	
	9	60	MMT-397	-	
	9	80	MMT-386	-	
	9	110	MMT-396	-	
	6	60	-	MMT-393	
	6	110	-	MMT-391	
	9	60	-	MMT-392	
	9	110	-	MMT-390	
MiniMed® Silhouette® Los inbrengsysteem (10 per doos) 	13	45	MMT-368	-	
	13	60	MMT-381	-	
	13	80	MMT-383	-	
	13	110	MMT-382	-	
	17	60	MMT-378	-	
	17	80	MMT-384	-	
	17	110	MMT-377	-	
	17	60	-	MMT-373	
	17	110	-	MMT-371	
	MiniMed® Sure-T® (stalen naald) Manueel inbrengen (10 per doos) 	6	60	MMT-864	-
6		80	MMT-866	-	
8		60	MMT-874	-	
8		80	MMT-876	-	
10		60	MMT-884	-	
10		80	MMT-886	-	
6		60	-	MMT-863	
6		80	-	MMT-865	
8		60	-	MMT-873	
8		80	-	MMT-875	
10		60	-	MMT-883	
10		80	-	MMT-885	
MiniMed® Mio® Geïntegreerd inbrengsysteem (10 per doos) 	Roze	6	45	MMT-921	-
		6	60	MMT-923	-
		6	80	MMT-925	-
	Blauw	6	45	MMT-941	-
		6	60	MMT-943	-
		6	80	MMT-945	-
	Transparant	6	80	MMT-965	-
		9	80	MMT-975	-
MiniMed® Mio® 30 Geïntegreerd inbrengsysteem (10 per doos) 	13	60	MMT-905	-	
	13	110	MMT-906	-	
MiniMed® insuline reservoir (10 per doos)	1.8 mL	-	-	MMT-326A	-
	3.0 mL	-	-	MMT-332A	-
MiniMed® Quick-serter® inbrengsysteem			MMT-395		
MiniMed® Sil-serter® inbrengsysteem			MMT-385		

Medtronic

Nederland
 Medtronic Trading NL BV
 Earl Bakkenstraat 10
 NL-6422 PJ Heerlen

diabetes.benelux@medtronic.com
 Tel.: 0800 342 23 38
 vanuit het buitenland: 0031 45 566 82 91
 Fax: +31 (0) 45 566 82 99

www.medtronic-diabetes.nl

UC201604299NL © Medtronic 2015.
 Alle rechten voorbehouden.
 Gedrukt in Europa.

Download de Pomp App via
www.pompapp.nl

 Medtronic Diabetes Nederland

GEEN ZORGEN,
 WE HEBBEN ER
**EEN VOOR ELKE
 LEVENSTIJL**

MiniMed® Infusiesets

Medtronic
 Further, Together

MINIMED® MIO® 30 EEN GEMAKKELIJKE, PRAKTISCHE EN EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR U



NIEUW!

ZACHTE CANULE VAN 13 MM

INBRENGHOEK: 30°

SLANGLENGTE: 60 & 110CM

Deze alles-in-een-infusieset maakt het actieve personen gemakkelijker. Dankzij de inbrenghoek van 30° is deze geschikt voor sportieve personen, slanke volwassenen en kinderen*. De infusieset is ook geschikt voor zwangere vrouwen vanaf het eind van het tweede trimester, wanneer het buikweefsel strakgespannen is.



HANDIG – de set en het inbrengsysteem zijn tot één geheel geïntegreerd

SNELLE INSPECTIE van de inbrengplaats mogelijk door de doorzichtige pleister

PRAKTISCH voor de actieve, bezige gebruiker – de comfortabele verpakking kan overal worden meegenomen

AFKOPPELBAAR op de infusieplaats – duwtrekbeweging



MINIMED® INFUSIESETS EEN PASSENDE SET VOOR U

Medtronic biedt een breed portfolio van infusiesets die op uw persoonlijke behoeften is afgestemd.

De keuze voor een infusieset moet zorgvuldig gedaan worden op basis van uw levensstijl, leeftijd en lichaamsbouw.

Hulp nodig met kiezen?

Ga naar: www.medtronic-diabetes.nl en gebruik ons handig vergelijkingsoverzicht om te bepalen welke infusieset het beste bij u past.**



**GEBRUIK HET GOED EN BLIJF GEZOND!
VERVANG UW INFUSIESET
IEDERE TWEE À DRIE DAGEN**



* Gebaseerd op de AADE-richtlijnen omtrent de keuze van de infusieset zoals beschreven in IINSULIN PUMP THERAPY: Best practices in choosing and using infusion devices. 2011. AADE: American Association of Diabetes Educators

** Overleg altijd met uw arts wat de beste oplossing is voor u is.